

## GIMA-THER TENS/EMS - 2 canali - 36 programmi



TENS GIMA-THER - 36 programmi medici

Gima-Ther è uno stimolatore a due canali con 3 funzioni di base: TENS, EMS e MASSAGGIO.

Ha 36 programmi (18 TENS, 15 EMS e 3 Massaggio) e applica correnti elettriche a bassa frequenza per scopo terapeutico.

Favorisce la circolazione sanguigna e allevia i dolori cronici e postoperatori.

Consigliato per l'allenamento muscolare e anche per culturismo.

Gli impulsi elettrici sono transcutanei e vengono trasmessi ai nervi, alle fibre muscolari o ai tessuti tramite elettrodi. L'intensità dei due canali è regolabile separatamente ed è applicabile individualmente a una parte del corpo.

Fornito con 4 placche 50x50 mm, 2 cavi di uscita, 4 batterie AAA e manuale di istruzioni (GB, FR, IT, ES, DE).

36 PROGRAMMI - TENS/EMS/MASSAGGIO:

TENS (Elettrostimolazione nervosa transcutanea)

Parti del corpo: spalle, zona lombare, articolazioni, anche, braccia, gambe

Programmi trattamento: 18 programmi

Tempo trattamento: 30 minuti

EMS (Elettrostimolazione muscolare)

Parti del corpo: spalle, schiena, arti e anche

Programmi trattamento: 15 programmi

Tempo trattamento: 28, 30 e 32 minuti

MASSAGGIO

Programmi trattamento: 3 programmi

Tempo trattamento: 30 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Canali 2

Forma d'onda: onde quadre bifasiche

Tensione di uscita: Max. 120 Vpp (a 1000 ohm)

Corrente di uscita: Max. 60 mA (a 1000 ohm)

Intensità: regolabile da 0 a 60 livelli

Tipo di corrente: Corrente costante (CC)

Alimentazione: 6,0 V C.C., 4 batterie AAA 1,5 V

Display: Grande, LCD, retroilluminato

Dimensioni - Peso: 120,5x69,5x27 mm - 104 g

Classificazione: parte applicata di tipo BF, alimentazione interna, IP22

Norme: IEC60601-1, IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, IEC60601-2-10, IEC62304