

## **PRESSOMASSAGGIO AD ARIA DIGITALE ANYCARE con 2 gambali A**



### **PRESSOMASSAGGIO DIGITALE ANYCARE - GAMBALE A**

Intensità e durata della pressione regolabili secondo le necessità del paziente.

Collaudo pressione nelle singole camere.

Portatile, facile da usare, per uso domiciliare.

Fornito con 2 gambali A (74x62 cm) a 4 camere, 1 tubo doppio e 2 guide in plastica per i piedi, manuale multilingue (GB, FR, IT ,ES).

Consumo energetico: 32 W (40 VA) +10%

Tensione: CA 220V - 50-60 Hz

Il corpo umano ha una circolazione periferica sanguigna e linfatica. La terapia di pressoamassaggio è un sistema automatico di drenaggio e di ausilio alla circolazione che aiuta i pazienti durante la convalescenza, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica e il metabolismo. Costituito da camere d'aria e da un compressore ad aria, massaggia le gambe, le braccia o la vita.

## Indicazioni per uso domiciliare

- Edema linfatico
- Malattie causate da disturbi della circolazione sanguigna
- Scioglimento dei grassi
- Trattamento linfatico donne gravide
- Piedi o mani intorpiditi
- Freddo a piedi o mani
- Cura dello stress
- Traumi da palestra
- Insonnia
- Corpo sano e pelle elastica
- Avanzamento età, debolezza, fatica