

KURA TENS - 2 canali - 6 programmi GB,FR,ES,PT,DE,NL,PL,CZ,SE,Arabo



TENS KURA - 6 programmi - GB, FR, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SE, Arabo

Dispositivo elettroterapeutico a due canali con funzione di massaggio, ideale per alleviare il dolore muscolare associato all'esercizio fisico, al lavoro e alle attività domestiche. Serve anche per dare sollievo sintomatico e gestire il dolore cronico e intrattabile, nonché il dolore correlato all'artrite.

- 2 canali con 4 elettrodi
- 15 intensità per canale
- 6 modalità principali (composita, percussione, pressione, schiaffetti, agopuntura, rilassamento muscolare)
- 24 modalità secondarie (4 per ciascuna modalità principale)
- grande schermo LCD con retroilluminazione blu

Fornito con 2 cavi (120 cm), 4 elettrodi (50x50 mm) e manuale multilingue (vedere sopra).

Canali di uscita: 2

Parti del corpo: girovita, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi

Durata trattamento: da 15 a 30 minuti

Larghezza di banda: 0~100 us

Gamma frequenza impulsi: 0-100 Hz

Tensione di uscita: 0~60 V \pm 20% (a 500 ohm)

Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V

Dimensioni - Peso: 120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)

Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22