

KURA TENS - Elettrostimolatore 2 Canali con 6 Programmi per Terapia Antalgica



KURA TENS - Elettrostimolatore 2 Canali con 6 Programmi per Terapia Antalgica - IT, DK, LT, FI, HU, RO, HR, SI, GR, BG

Dispositivo elettroterapeutico a due canali con funzione di massaggio, ideale per alleviare il dolore muscolare associato all'esercizio fisico, al lavoro e alle attività domestiche. Serve anche per dare sollievo sintomatico e gestire il dolore cronico e intrattabile, nonché il dolore correlato all'artrite.

- 2 canali con 4 elettrodi
- 15 intensità per canale
- 6 modalità principali (composita, percussione, pressione, schiaffetti, agopuntura, rilassamento muscolare)
- 24 modalità secondarie (4 per ciascuna modalità principale)
- grande schermo LCD con retroilluminazione blu

- Fornito con 2 cavi (120 cm), 4 elettrodi (50x50 mm) e manuale multilingue (vedere sopra).

Il KURA TENS è un elettrostimolatore portatile progettato per il trattamento del dolore muscolare e articolare attraverso la tecnologia TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Grazie ai 2 canali indipendenti e ai 6 programmi preimpostati, rappresenta una soluzione pratica per il sollievo del dolore e il rilassamento muscolare sia in ambito domestico che riabilitativo.

Il dispositivo è indicato per il trattamento di diverse aree del corpo, tra cui collo, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori, glutei, petto, ventre e piedi. L'elettrostimolazione aiuta a ridurre la percezione del dolore e a favorire il recupero muscolare dopo attività fisica o sforzi prolungati.

KURA TENS offre diverse modalità di stimolazione come massaggio, percussione, pressione, agopuntura, rilassamento muscolare e modalità combinata, consentendo di adattare il trattamento alle esigenze individuali. La durata delle sessioni è regolabile da 15 a 30 minuti, con frequenza di impulso fino a 100 Hz.

Il dispositivo è dotato di display LCD retroilluminato, semplice da utilizzare grazie ai comandi intuitivi. L'alimentazione avviene tramite 4 batterie AAA, garantendo portabilità e praticità d'uso.

La confezione include 2 cavi di collegamento e 4 elettrodi, pronti per l'utilizzo immediato.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'elettrostimolatore KURA TENS?

Serve per il trattamento del dolore muscolare e articolare tramite stimolazione elettrica transcutanea.

Quanti programmi sono disponibili?

Il dispositivo dispone di 6 programmi di elettrostimolazione.

Quanti canali di stimolazione ha?

KURA TENS è dotato di 2 canali indipendenti.

Su quali parti del corpo può essere utilizzato?

Può essere applicato su collo, schiena, spalle, braccia, gambe, articolazioni, glutei, addome e piedi.

Il dispositivo è facile da usare?

Sì, grazie al display LCD retroilluminato e ai comandi intuitivi è semplice da utilizzare anche a casa.

Cosa include la confezione?

La confezione comprende l'elettrostimolatore, 2 cavi di collegamento, 4 elettrodi e manuale multilingue.

KURA TENS elettrostimolatore 2 canali con 6 programmi per terapia del dolore.

Ideale per muscoli e articolazioni con elettrodi inclusi

- Canali di uscita: 2
- Parti del corpo: girovita, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi
- Durata trattamento: da 15 a 30 minuti
- Larghezza di banda: 0~100 us
- Gamma frequenza impulsi: 0-100 Hz
- Tensione di uscita: 0~60 V \pm 20% (a 500 ohm)
- Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V
- Dimensioni - Peso: 120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)
- Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22