

GAMBALE A 6 CAMERE L - ricambio per cod. 28441



Gambale a 6 camere di ricambio per Pressoterapia Professionale DOCTOR LIFE MK400 (cod. 28441). - Taglia: L

Il Gambale a 6 Camere misura L è un accessorio di ricambio professionale progettato per sistemi di [pressoterapia Doctor Life MK400](#), compatibile con il codice prodotto 28441. Realizzato per garantire un trattamento efficace e uniforme, il gambale utilizza un sistema di compressione sequenziale a 6 camere che favorisce la stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica.

La struttura multisezione consente una distribuzione graduale della pressione lungo la gamba, contribuendo a migliorare il drenaggio linfatico, ridurre la sensazione di pesantezza e supportare i trattamenti estetici e terapeutici legati alla circolazione. Il gambale è indicato sia per utilizzo professionale in centri estetici, fisioterapia e riabilitazione, sia per trattamenti domiciliari con apparecchi compatibili.

La taglia L assicura una vestibilità adatta a differenti conformazioni fisiche, offrendo comfort durante l'utilizzo e una compressione uniforme. I materiali resistenti e di qualità professionale garantiscono durata nel tempo e affidabilità anche in caso di utilizzo frequente.

Questo gambale rappresenta il ricambio ideale per mantenere elevate prestazioni del sistema di pressoterapia [Doctor Life MK400](#).

FAQ - Domande e Risposte

Con quale dispositivo è compatibile il gambale?

È compatibile con la pressoterapia professionale [Doctor Life MK400 cod. 28441](#).

Quante camere di compressione possiede?

Il gambale dispone di 6 camere a compressione sequenziale.

Qual è la taglia del prodotto?

Questo modello è in taglia L.

A cosa serve la pressoterapia?

Aiuta a stimolare circolazione sanguigna e drenaggio linfatico.

È adatto per uso professionale?

Sì, è indicato per centri estetici, fisioterapia e utilizzo professionale.

Gambale a 6 camere taglia L per pressoterapia [Doctor Life MK400 cod. 28441](#).

Ricambio professionale per drenaggio linfatico e circolazione.