

## **TUBO SILICONE 10x15mm - spess. 2,5 mm 1 rotolo 30 m**



### **Tubo Silicone 10x15 mm 30 metri**

#### **TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno**

Resistente all'aria fino a 200°C. Vulcanizzato raggi infrarossi. Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C. Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni. Qualità medica - Trasparente - Inodore

Prodotto nell'Unione Europea secondo: US PHARMACOPOEIA XXI EUROPEAN PHARMACOPEA  
DIN 58367 - DIN 58362 - DIN 13098- FDA 177.2600 - BGA XV parte A e B - BGA IX parte B  
Made in Spain.

Il Tubo Silicone 10x15 mm spessore 2,5 mm in rotolo da 30 metri è un componente professionale progettato per applicazioni medicali, sanitarie e tecniche che richiedono elevata flessibilità, resistenza e affidabilità. Realizzato in silicone di qualità medica, offre

eccellenti caratteristiche meccaniche e una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensive.

Grazie al diametro interno di 10 mm e al diametro esterno di 15 mm, questo tubo è particolarmente indicato per sistemi di aspirazione, apparecchiature medicali, laboratori e applicazioni dove è richiesta una conduzione sicura di fluidi o aria. Il materiale trasparente consente un controllo visivo immediato del flusso, mentre la struttura flessibile facilita installazione e utilizzo.

Il tubo è resistente alle alte temperature, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, mantenendo nel tempo le proprie caratteristiche elastiche. La fornitura in rotolo da 30 metri permette di realizzare installazioni personalizzate riducendo sprechi e costi di gestione.

Conforme agli standard qualitativi richiesti per l'impiego in ambito sanitario, rappresenta una soluzione affidabile per professionisti, strutture ospedaliere, laboratori e operatori del settore medicale.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Quali sono le dimensioni del tubo?**

*Il tubo ha diametro interno 10 mm, diametro esterno 15 mm e spessore di 2,5 mm.*

##### **Qual è la lunghezza del rotolo?**

*La confezione comprende un rotolo da 30 metri.*

##### **Il tubo è trasparente?**

*Sì, il silicone è trasparente per consentire il controllo visivo del flusso.*

##### **È adatto ad applicazioni medicali?**

*Sì, è realizzato in silicone di qualità medicale.*

##### **Può essere utilizzato per sistemi di aspirazione?**

*Sì, è indicato per numerose applicazioni sanitarie e sistemi di aspirazione professionali.*

Tubo silicone medicale 10x15 mm spessore 2,5 mm in rotolo da 30 metri.

Flessibile, resistente e ideale per applicazioni medicali e sistemi di aspirazione.

- Materia prima: HCR

- Colore: trasparente
- Durezza: 60°  $\pm$ 5% Shore - DIN 53505
- Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
- Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
- Resistenza allo strappo: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B