

ASPIRATORE CLINIC PLUS FULL MPR 2 vasi da 5 l 230V + pedale e regolatore di flusso



CLINIC PLUS Full MPR

- Vasi autoclavabili: 2x5 l
- Pedale: SI
- Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): SI

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia.

Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi.

Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in makrolon con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.

Ampia gamma di versioni con funzioni differenti

- velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus)
- vasi da 2, 4 o 5 l
- sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità
- pedale e regolatore direzionale di flusso

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno

Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR).

Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail)

Questo sistema aumenta la versatilità consentendo di scambiare facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi.

Cinque connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di sicurezza.

APPLICAZIONI PRINCIPALI: PRONTO SOCCORSO, CHIRURGIA GENERALE, GINECOLOGIA, NEUROCHIRURGIA, OSTETRICIA, SALA OPERATORIA, STUDIO DENTISTICO

- Dimensioni: 460 x 850 x 420 mm
- Peso: 20 kg
- Made in Italy.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'aspiratore Clinic Plus Full MPR?

Serve per aspirare fluidi corporei e secrezioni durante procedure mediche e chirurgiche.

Quanti vasi include il dispositivo?

Il sistema è dotato di 2 vasi autoclavabili da 5 litri.

È presente il pedale di comando?

Sì, include pedale per utilizzo pratico durante le procedure.

L'aspiratore è adatto a uso continuo?

Sì, la pompa professionale oil-free è progettata per utilizzo continuo.

Dispone di sistemi di sicurezza?

Sì, include filtro antibatterico, contenitore di sicurezza e valvola antitrabocco.

Aspiratore chirurgico Clinic Plus Full MPR con 2 vasi da 5 litri, pedale e regolatore di flusso per aspirazione professionale medica e chirurgica.

- Tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 Hz
- Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Flusso: 60 l/min
- Alimentazione: 230 VA
- Rumorosità: 51,7 dBA
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE