

ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello con pedale



ASPIRATORE SUPERVEGA su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l

Regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, indicatore di aspirazione vuotometro, tubo in silicone 8x14 mm.

2 vasi da 2 l in polycarbonato, sterilizzabile (autoclave a 121°C).

Approvato per funzionamento CONTINUO senza surriscaldamento.

Potenza aspirazione: 40 litri di aria/min.

Telaio in acciaio verniciato, carrello a 5 razze.

Vuotometro Aspirazione max: 600 mm Hg - 0,80 bar

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES.

Supervega su carrello si adatta anche ai vasi Flovac® 28272 per sacche monouso 28273.

Made in Italy.

Dimensioni: 32x30xh 90 cm Peso 6,2 kg

Tensione di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz; altre su richiesta

Assorbimento: 110 VA

Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm Hg)

Flusso: 40 litri d'aria/minuto

Ciclo operativo: continuo

Rumorosità: 61,5 dBA

Norme CEI 62-5 (IEC 601-1) - 93/42 EEC - Classe II - Tipo B