

ASPIRATORE SUPERVEGA vaso da 1 litro con pedale



Super Vega 1l con pedale (con funzione prossimità (ON/OFF no touch))

Potenza di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz

Flusso: 40 l/m

LINEA ASPIRATORI VEGA

Linea di aspiratori compatti ed affidabili creati con stile per la piccola chirurgia. Le silenziose pompe ad alto flusso non richiedono manutenzione e garantiscono la lunga durata e la solidità del prodotto. Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini. Dotati di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, di un contenitore Makrolon® infrangibile da 1 l o da 2 l, autoclavabili a 121°C, con una valvola per il controllo sicuro del livello di liquido all'interno del contenitore, per prevenire un traboccamento. Vaso APEC® opzionale autoclavabile a 143°C. Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.

Made in Italy.

Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz

Consumo energia: 110 VA

Capacità vaso: 1.000 ml

Portata: 40 l/minuto

Vuoto Max: -0,80 bar (600mm/Hg)

Ciclo operativo continuo

Rumorosità: 60,5 dBA

Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 3,6 kg

Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE