

## **ASPIRATORE MINI ASPEED PRO a batteria**



MINIASPEED PRO A BATTERIA - struttura in metallo - 30 l/min

Dispositivo medico portatile per aspirazione chirurgica professionale, ad alto vuoto.

- funziona con alimentazione a 12 V (auto), con batterie ricaricabili o direttamente da rete elettrica
- il compressore a 2 cilindri assicura alte prestazioni e lunga durata
- fino a 45 min di autonomia con batterie a piena carica
- con filtro antibatterico 99% idrofobico
- dotato di recipiente autoclavabile con valvola di sicurezza, sacca monouso e borsa per il trasporto.

Made in Italy.

Tensione di funzionamento: 100-240 V 50/60 Hz CA - 14 VCC 4,28 A

Dimensioni: 370x100x240 mm

Peso: 5,8 kg (kit incluso)

Aspirazione massima: -0,85 bar

Potenza aspirazione: 30 l/min

Livello di rumorosità: 65 dBA

Norme: DDM 93/42/CEE (classe IIa - allegato IX) IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1