

ASPIRATORE TOBI CLINIC 2 vasi 4 litri



TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico

- Vasi: 2 x 4 l
- Alimentazione: 220-230 V
- Modello con pedale: no

Ideali per uso ospedaliero, sono fabbricati in ABS.

Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità.

Dotati di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml,

ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza.

Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotato di filtro antibatterico.

Modello disponibile con pedale e alimentazione diversa (110 V).

Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES.

Produzione italiana.

- Dimensioni: 46 x 42 x h 60 cm
- Peso: 13 kg
- Alimentazione: 220-230 V - 50-60 Hz
- Vuoto max: - 0,90 bar (675 mmHg)
- Ciclo operativo: continuo
- Portata: 60 l/min
- Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC