

ASPIRATORE TOBI MANUALE



ASPIRATORE TOBI MANUALE

Aspiratore portatile, compatto e robusto, totalmente indipendente dalla rete elettrica, si aziona premendo un pedale con il piede, la mano o il ginocchio.

Può essere usato per liberare le vie respiratorie dei pazienti ovunque e in qualsiasi momento.

Dotato di vaso in policarbonato, sterilizzabile a 120°C, di capacità 400 cc, con valvola di troppo pieno.

Filtro antibatterico incluso.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT.

Made in Italy.

Peso: 1,15 kg

Dimensioni: 225x165x85 mm

Aspirazione max -0,40 bar

Portata: 22 l/min

Capacità vaso: 0,4 l