

ASPIRATORE SUPER VEGA - vaso 1 litro GB,NL,DK,SE,LT,PL,SK,HU,RO,HR,GR,Arabo



ASPIRATORI VEGA

Modello: Super Vega 1l

Potenza di funzionamento: 220-230 V - 50/60 Hz

Flusso: 40 l/m

Manuale: GB, NL, DK, SE, LT, PL, SK, HU, RO, HR, GR, Arabic

Linea di aspiratori eleganti, compatti ed affidabili creati per la piccola chirurgia.

Le silenziose pompe ad alto flusso non richiedono manutenzione e garantiscono la lunga durata e la solidità del prodotto.

Raccomandati per aspirazioni nasali, orali o tracheali di liquidi (muco, catarro, sangue) negli adulti o nei bambini.

Dotati di regolazione continua dell'intensità di aspirazione, di indicatore del vuoto, di un contenitore Makrolon® infrangibile da 1 l, autoclavabile a 121°C, con valvola di sicurezza per il controllo del livello di liquido all'interno del contenitore, per evitare il traboccamento.

Vaso APEC® opzionale autoclavabile a 143°C.

Le parti elettriche e termiche del prodotto sono isolate.

Vasi autoclavabili e sistema di raccolta monouso Flovac®: oltre agli ordinari vasi autoclavabili, è disponibile un sistema di raccolta monouso composto da un contenitore rigido riutilizzabile e una sacca monouso in polietilene, con coperchio a chiusura ermetica e filtro idrorepellente antibatterico antireflusso, funzionante come valvola di troppo pieno.

Made in Italy.

Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz (110-127 V - 60 Hz a richiesta)

Consumo energia: 110 VA

Capacità vaso: 1.000 ml

Portata (litri aria/min): 40 l/min

Aspirazione max: -0,80 bar (600 mm/Hg)

Ciclo operativo: continuo

Rumorosità: 60,5 dBA

Dimensioni - Peso: 35x21x18 cm - 3,6 kg

Norme: EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42/CEE