

ASPIRATORE, ASPEED 3 - 230V pompa singola - 1 l



ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 1 l

Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la piccola chirurgia.

Dispositivo medico elettrico a pistone a ciclo continuo.

Alto vuoto, flusso debole.

Non richiede né manutenzione, né lubrificazione.

Made in Italy.

L'aspiratore Aspeed può essere utilizzato anche con il vaso opzionale da 2 litri (cod. 28294).

Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz

Consumo energetico: max 150 VA

Capacità del vaso: 1 l

Alto vuoto: basso flusso

Flusso d'aria: 16 l/min

Livello vuoto regolabile: 0÷ -0,65 bar (0÷ -65 kPa)

Dimensioni: 300x170xh 260 mm

Peso: 2.3 kg

Rumorosità: 65 dBA

Ciclo operativo: continuo

Classe: II

Tipo: BF