

## **ASPIRATORE CHIRURGICO ASPEED 2 - pompa singola**



Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad alte prestazioni.

Dotati di protettore termico di sicurezza, non richiedono manutenzione o lubrificazione.

Una valvola antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante, danneggiandola.

Ideali per uso ambulatoriale.

Made in Italy.

- Aspeed 2 15 l
- Alimentazione: 230 V
- Pompa: singola
- Struttura: plastica

Tensione di funzionamento: 230 V-50 Hz

Capacità del vaso: 1 l

Alto vuoto: Flusso debole

Flusso d'aria: 15 l/min

Livello vuoto regolabile: 0 ÷ -0,85 bar (0 ÷ -85 kPa)

Peso: 2,7 kg

Materiale struttura: plastica

Rumorosità: 63 dBA