

ASPIRATORE CHIRURGICO ASPEED 2 - doppia pompa



Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad alte prestazioni.

Dotati di protettore termico di sicurezza, non richiedono manutenzione o lubrificazione.

Una valvola antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante, danneggiandola.

Ideali per uso ambulatoriale.

Made in Italy.

- Aspeed 2 22 l
- Alimentazione: 230 V
- Pompa: doppia
- Struttura: plastica

Tensione di funzionamento: 230 V-50 Hz

Capacità del vaso: 1 l

Alto vuoto: Flusso forte

Flusso d'aria: 22 l/min

Livello vuoto regolabile: 0 ÷ -0,85 bar (0 ÷ -85 kPa)

Peso: 3,4 kg

Materiale struttura: plastica

Rumorosità: 63 dBA