

## **ASPIRATORE MAXI ASPEED 90 litri - 2 vasi da 2 l + pedale - 230V**



### ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED

- Maxi Aspeed 90 l
- Vaso: 2x2 l
- Alimentazione: 230 V
- Pedale: SI
- Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): SI

Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e negli ospedali.

Facili da maneggiare

Dotati di 4 ruote antistatiche con freni e maniglia telescopica.

Ideati per spostamenti continui

Costruiti in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza.

Regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro.

Forniti con 2 vasi in polycarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES).

Made in Italy.

Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz

Rumorosità: 50-60 dBA

Flusso aria: 90 l/min

Ciclo operativo: continuo

Livello vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa)

Dimensioni: 470x580x560 mm

Peso: 17 kg