


TEST DI GRAVIDANZA - striscia 4 mm - professionale conf. 50 pz.



TEST DI GRAVIDANZA 20 mIU/ml

- TEST PROFESSIONALE
- Tipo: striscia 4 mm

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego professionale.

Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT).

Caratteristiche principali:

- ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata di alluminio
- estremamente rapidi, risultati in 3 minuti
- rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo giorno di ritardo del ciclo
- affidabilità: 99,9%

- sensibilità: 20 mIU/ml

- clinicamente testato

SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI