

## **TEST DI GRAVIDANZA - autotest - midstream large - singolo**



### TEST DI GRAVIDANZA

- AUTODIAGNOSI
- Tipologia: midstream (striscia larga)
- Confezionamento: conf. da 1 pz

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autocontrollo) che per l'impiego professionale negli ospedali o studi medici. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue in: GB, IT, ES, FR, GR, PT.

Caratteristiche principali dei test di gravidanza:

- ogni test è confezionato singolarmente in una bustina sigillata
- rapido e discreto: esito in 3 minuti
- rilevazione precoce: può essere utilizzato dal primo giorno di ritardo del ciclo

-accuratezza: 99%

- sensibilità: 10mIU/ml

- clinicamente testato.

SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI