

TEST OVULAZIONE - self test - striscia da 4 mm conf. 25 pz.



TEST DI OVULAZIONE AUTODIAGNOSI

- strisce 4 mm

- conf. da 25 p

Autodiagnosi di facile utilizzo per determinare il picco di fertilità nella donna.

Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicamente testati.

Sensibilità: 30 mIU/ml.

Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente in busta di alluminio e scatola di cartone e sono forniti con manuale multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, PL).

I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione.

Lo stock di GIMA varia tra i 10 e i 22 mesi.

Risultati in 5 minuti.