

SONDA GIMASONIC 3 MHz



SONDA GIMASONIC 3 MHz

Sonda ginecologica

Protezione IPX4 da liquidi

Sonda Gimasonic 3 MHz per monitoraggio fetale

La Sonda Gimasonic 3 MHz è un accessorio progettato per l'utilizzo con doppler fetali portatili compatibili, ideale per il rilevamento e il monitoraggio del battito cardiaco fetale durante la gravidanza. Grazie alla frequenza di 3 MHz, offre una rilevazione precisa e affidabile dei segnali fetali, risultando particolarmente indicata per applicazioni ginecologiche e ostetriche.

Realizzata con materiali di qualità professionale, la sonda garantisce praticità d'uso, comfort durante l'esame e una trasmissione accurata del segnale. La struttura ergonomica facilita l'impugnatura da parte dell'operatore sanitario, contribuendo a esami rapidi ed efficaci.

La protezione IPX4 contro i liquidi assicura una maggiore sicurezza durante l'utilizzo quotidiano e facilita le operazioni di pulizia e manutenzione. È una soluzione ideale per studi ginecologici, ambulatori, consultori, strutture sanitarie e professionisti che necessitano di un ricambio o di una sonda aggiuntiva per il proprio sistema Doppler.

Compatta, affidabile e semplice da utilizzare, la Sonda Gimasonic 3 MHz rappresenta un accessorio essenziale per il monitoraggio fetale professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la Sonda Gimasonic 3 MHz?

Serve per il rilevamento del battito cardiaco fetale tramite doppler fetale compatibile.

Qual è la frequenza della sonda?

La sonda utilizza una frequenza di 3 MHz.

È indicata per uso ginecologico?

Sì, è progettata specificamente per applicazioni ginecologiche e ostetriche.

La sonda è resistente ai liquidi?

Sì, dispone di protezione IPX4 contro gli schizzi e i liquidi.

Può essere utilizzata come ricambio?

Sì, è ideale come sonda sostitutiva o aggiuntiva per dispositivi compatibili.

Sonda Gimasonic 3 MHz per doppler fetale portatile.

Accessorio professionale per monitoraggio fetale con protezione IPX4 e utilizzo ginecologico.