

SONDA GIMASONIC 8 MHz - vascolare



SONDA GIMASONIC 8 MHz - vascolare

Protezione IPX4 da liquidi

La Sonda Vascolare 8 MHz GIMA è un accessorio professionale progettato per l'utilizzo con i Doppler portatili della linea GIMASONIC. Grazie alla frequenza di 8 MHz, è particolarmente indicata per il monitoraggio e la valutazione del flusso sanguigno nei vasi superficiali e periferici, offrendo rilevazioni precise e affidabili durante gli esami diagnostici.

Realizzata secondo elevati standard qualitativi, questa sonda garantisce una trasmissione ottimale del segnale Doppler e contribuisce a migliorare l'accuratezza delle valutazioni vascolari. Il design ergonomico assicura una presa comoda durante l'utilizzo quotidiano da parte di medici, angiologi, specialisti vascolari e operatori sanitari.

La protezione IPX4 contro i liquidi rende la sonda adatta all'utilizzo in ambienti sanitari professionali, facilitando le procedure di pulizia e sanificazione. Grazie alle dimensioni

compatte e alla leggerezza, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per studi medici, ambulatori specialistici, ospedali e centri diagnostici.

Compatibile con i dispositivi Doppler GIMA predisposti per sonde intercambiabili, è l'accessorio ideale per ampliare le funzionalità diagnostiche degli strumenti portatili.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve una sonda vascolare da 8 MHz?

È utilizzata per l'analisi del flusso sanguigno nei vasi superficiali e periferici mediante tecnologia Doppler.

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con i Doppler portatili GIMASONIC predisposti per sonde intercambiabili.

La sonda è adatta all'uso professionale?

Sì, è progettata per l'utilizzo in ambito medico e sanitario professionale.

È resistente ai liquidi?

Sì, dispone di protezione IPX4 che la rende resistente agli schizzi e facilita la sanificazione.

Quali strutture possono utilizzarla?

Ambulatori, ospedali, centri diagnostici, studi specialistici e strutture sanitarie dedicate alla diagnostica vascolare.

Sonda vascolare 8 MHz GIMA compatibile con Doppler portatili GIMASONIC.

Elevata precisione per esami vascolari periferici, design ergonomico e protezione IPX4.