

DOPPLER SONOTRAX BASIC senza sonda



DOPPLER SONOTRAX BASIC - con display - senza sonda con borsa di trasporto

Dimensioni: 32x85x138 mm

Peso: 290 g (batteria inclusa)

Intervallo battito fetale: 50-210 bpm

Risoluzione: 1 bpm

Accuratezza: ± 3 bpm

Display LCD: 45x25 mm (solo cod. 29491-93)

Modalità manuale e automatica

Durata registrazione: 480s / 240s

Auto spegnimento per risparmio energia

Manuale: GB, IT - su richiesta: DE, ES, FR, PT