

## **CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE 6x120 cm - rosa/azzurro 100 kit da 2 pz.**



CINGHIE ADDOMINALI MONOUSO - 100 paia (1 rosa + 1 azzurra)

Cinghie addominali elastiche monopaziente per evitare contaminazioni crociate.

Morbide, comode, resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore.

Dotate di elevata elasticità e isolamento.

Prestazioni: allungabili oltre 1.000 volte.

Facili da lavare, 85% poliestere e spandex.

Dotate di bottoni.

Dimensioni: 120x6 cm

Spessore: 0,8 mm  $\pm$  0,1 mm

Asole per bottoni equidistanti per regolare la cinghie secondo le necessità.

Compatibilità: Bionet, EDAN, Philips M1350, Philips serie FM 20, GE, Corometrics, Sonicaid, Huntleigh e la maggior parte dei monitor fetali.