

CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI 6x150 cm - grigio conf. 10 pz.



CINGHIE ADDOMINALI RIUTILIZZABILI - conf. da 10

Cinghie addominali elastiche e resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore.

Morbide, comode e facili da lavare e asciugare.

Prestazioni: allungabili oltre 100.000 volte.

85% poliestere e spandex.

Dotate di bottoni.

Dimensioni: 150x6 cm

Spessore: 1,0 mm \pm 0,1 mm

Asole per bottoni equidistanti per regolare la cinghie secondo le necessità.

Compatibilità: Bionet, EDAN, Philips M1350, Philips serie FM 20, GE, Corometrics, Sonicaid, Huntleigh e la maggior parte dei monitor fetali.