

**CARTA PER MONITOR FETALE 151x100 mm -
pacchetto - st. int. conf. 25 pz.**



CARTA PER MONITOR FETALI

- Produttore del monitor fetale: SHENZHEN CREATIVE

- Modello: PC-8000 PRO twins

- Produttore del monitor fetale: COMEN

- Modello: Star 5000/D

- Standard FHR tasso/BPM: Int 60/210

- Tipo: pacco

- Larghezza: 151 mm

- Lunghezza: 100 mm

- Fogli: 150
- Griglia: la griglia può essere arancione o rossa
- Minimo di vendita: 25