

COLPOSCOPIO GIMA COLPY



COLPY - COLPOSCOPIO GIMA LED

Colposcopio a LED semplice da usare, montato su base a 5 ruote (Ø 41 cm).

Made in Italy.

Ingrandimento fisso: 8,2X con oculare standard 10x

Campo: 35 mm

Sistema ottico: stereo con regolazione interpupillare e

testa ottica a 45°

Illuminazione: lampadina LED

Distanza di lavoro: 28 cm

Distanza interpupillare: 48-77 cm

Filtro verde

Tensione di esercizio: 100-240 V / 50-60 Hz

Norme: Classe I Tipo B - IEC 601-1, CE 93/42 CEE