

COLPOSCOPIO ALLTION A LED - 3 ingrandimenti



COLPOSCOPIO LED ALLTION - 3,75X, 7X, 15X) - > 25.000 LUX

Colposcopio di alta qualità che offre un'eccellente ottica ed una luce fredda bianca di lunga durata. Compatto, leggero e maneggevole.

Offre un'ottima qualità ad un prezzo competitivo.

Grazie allo speciale giunto sferico in Teflon®, permette all'operatore una facile messa a fuoco e una rotazione di 360°.

Fornito montato e pronto all'uso.

Manuale: GB, IT.

Ingrandimento 3,75X, 7X, 15X

Lunghezza focale: 300 mm

Campo di visibilità: Ø 9.5/18.5/38 mm

Profondità di campo: 5/8/34 mm

Intensità luce: 25.000 lux

Oculare regolabile intercambiabile 12,5x

Illuminazione: LED 5,9V / 5W a lunga durata

Ottica superiore con oculari regolabili singolarmente

Reostato integrato per regolazione luminosità

Lampadina a LED facilmente sostituibile

Filtro verde interno selezionabile

2 maniglie di regolazione della messa a fuoco (grossolana/fine)

2 maniglie di regolazione dell'altezza (grossolana/fine) (838-1.194 mm)

Controllo di azione regolare

Alimentazione: AC 110/240 V - 50/60 Hz; DC 12V 3A