

Speculum Cusco in Acciaio Inox - Piccolo



Speculum CUSCO acciaio inox - piccolo 75 x 32 mm

Lo speculum Cusco in acciaio inox - misura piccola è uno strumento ginecologico utilizzato per l'esplorazione e la visualizzazione della cavità vaginale durante visite mediche e procedure diagnostiche. Grazie alla sua struttura a due valve apribili con sistema di regolazione a vite, consente al medico di mantenere la vagina aperta in modo stabile per facilitare l'esame clinico.

Realizzato in acciaio inox di alta qualità, questo speculum garantisce resistenza, durata nel tempo e facilità di sterilizzazione, risultando ideale per l'uso in ambulatori ginecologici, ospedali e studi medici. Il materiale consente una perfetta pulizia e disinfezione secondo i protocolli sanitari.

La misura piccola (75 × 32 mm) è particolarmente indicata per pazienti con anatomia più ridotta o per specifiche esigenze cliniche durante visite ginecologiche di routine. Il design ergonomico permette una manipolazione semplice e precisa, migliorando il comfort sia per il

medico sia per la paziente durante l'esame.

Lo speculum Cusco è comunemente utilizzato per visite ginecologiche, pap test, controlli del collo dell'utero e altre procedure diagnostiche che richiedono una corretta visualizzazione della cervice.

Grazie alla robustezza dell'acciaio inox e al sistema di apertura regolabile, rappresenta uno strumento affidabile per l'attività clinica quotidiana.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve lo speculum Cusco?

Serve per mantenere aperta la cavità vaginale durante visite ginecologiche e procedure diagnostiche.

Di che materiale è realizzato?

È realizzato in acciaio inox, resistente e facilmente sterilizzabile.

Quali sono le dimensioni della versione piccola?

La misura piccola è di circa 75 × 32 mm.

È riutilizzabile?

Sì, essendo in acciaio inox può essere sterilizzato e riutilizzato secondo i protocolli sanitari.

In quali contesti viene utilizzato?

È utilizzato in studi ginecologici, ambulatori medici e ospedali.

Per quali esami è indicato?

È utilizzato per pap test, controlli ginecologici e altre procedure diagnostiche della cervice uterina.

Speculum Cusco in acciaio inox misura piccola 75x32 mm per visite ginecologiche e pap test. Strumento medico riutilizzabile e sterilizzabile per ambulatori e ospedali.