


## **ISTEROMETRO DOPPIO EVOLUTION - sterile conf. 25 pz.**



ISTEROMETRO EVOLUTION DOPPIO 30 cm

L'isterometro più versatile, economico ed ecologico.

Stima della profondità uterina, controllo cervicale, permeabilità del canale e orientamento dell'utero.

Dispositivo medico sterile, monouso, classe I.

Senza lattice, senza PVC.

Vita utile: 5 anni.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Innovativo sistema a doppio binario.

Formato da 2 punte flessibili con dilatazione graduale.

Per tutti i tipi di inserimenti IUD e forme dell'utero.

- Lato sinistro:

Diametro: da CH 10 a CH 14

(da 3,3 mm a 4,7 mm)

- Lato destro:

Diametro: da CH 8 a CH 12

(da 2,66 mm a 4 mm)

Colore rosa pallido che consente una migliore osservazione del muco cervicale.