

## **SPECULUM PERNO STERILE - piccolo conf. 120 pz.**



Speculum PERNO - piccolo Ø 20 mm

SPECULUM PERNO - con regolazione centrale - monouso - sterile

Per la dilatazione vaginale con esposizione del collo dell'utero.

Il sistema a perno centrale permette di regolare e bloccare con sicurezza l'apertura del canale vaginale.

La superficie liscia ed i bordi arrotondati garantiscono un'introduzione indolore.

Il perno centrale può essere ripiegato all'ingiù per facilitare l'introduzione di strumentario.

Disponibile in 3 misure contraddistinte del colore del perno.

Made in Europe.