

ELETTRODEPILATORE 400 disponibile fine 2025



ELETTRODEPILATORE 400

Apparecchiatura per la depilazione definitiva con metodo termolitico. Attraverso l'introduzione di un ago, con corrente a radiofrequenza, nel follicolo dei peli si provoca il riscaldamento e la conseguente coagulazione della papilla. Integrato con componenti elettronici di elevata affidabilità, intensità RF regolabile in modo continuo e spia luminosa di funzionamento. Viene fornito completo di pedale, manipolo per depilazione, ago per depilazione con cavo di alimentazione (2 m).

Elettrodepilatore a radio frequenza: $1,9 \pm 10\%$ MHz

Modulazione: sinusoidale

Potenza massima erogata: 7 ± 2 Watt

Dimensione: 260x265xh 110 mm

Peso: 4 kg

Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz commutabile

Norme: CEI 62-39 Classe: I-BF