


AGHI ELETTROLISI INOX BALLET K2 conf. 50 pz.



AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI.

L'ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo.

- Ago K2 - 0,055 mm (0,002")
- Acciaio Inox: ideale per i pazienti con una pelle sana e forte che rispondono bene al trattamento di elettrolisi.