

AGHI ELETTROLISI GOLD BALLET K2 conf. 50 pz.



AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI.

L'ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo.

- Ago K2 - 0,055 mm (0,002")
- Aghi placcati oro 24 carati: per pazienti che hanno pelle sensibile e soffrono di allergie.

Sterili e monouso, sono confezionati in pratiche confezioni da 50 pezzi, perfette per centri estetici, studi professionali e operatori specializzati nel settore dell'epilazione definitiva.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono gli aghi Gold Ballet K2?

Sono utilizzati per trattamenti professionali di elettrolisi ed epilazione definitiva.

Gli aghi sono sterili?

Sì, sono aghi sterili monouso confezionati singolarmente.

Perché sono placcati in oro 24 carati?

La placcatura in oro li rende ideali per pelli sensibili e pazienti allergici.

Qual è la misura degli aghi K2?

La misura K2 corrisponde a 0,055 mm (0.002").

Quanti aghi contiene la confezione?

La confezione contiene 50 pezzi.

Aghi Elettrolisi Gold Ballet K2 sterili monouso placcati oro 24 carati.

Ideali per elettrolisi professionale e pelli sensibili. Confezione da 50 pezzi.