


## **AGHI ELETTROLISI ISOLATI BALLET K3 conf. 50 pz.**



AGHI BALLET STERILI MONOUSO PER ELETTROLISI.

L'ago Ballet è realizzato con una definizione molto precisa e presenta una superficie lucida a specchio. La sua punta conica arrotondata assiste l'operatore nel localizzare l'apertura del follicolo e scivola agevolmente alla base stessa del follicolo.

- Ago K3 - 0,075 mm (0,003")
- Aghi isolati: consigliato per i pazienti che presentano un'alta sensibilità ai disagi di elettrolisi.