

## **MANIPOLO AUTOCLAVABILE SURGEON 1 PIN per 50,80,106, 108**



MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108

Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche.

Senza pulsante.

- MANIPOLO CHIRURGICO 1 PIN - autoclavabile 100 volte

Manipolo resistente all'acqua e autoclavabile, con presa ergonomica.

Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.