

DIATERMO 106 monopolare - 50 watt



DIATERMO 106 - monopolare - 50 Watt

Apparecchio indispensabile per interventi di piccola chirurgia di emergenza, odontoiatrica e dermatologica.

Fornito con tutti gli accessori per essere pronti all'uso.

Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro, taglio coagulato, coagulazione.

La lettura digitale della potenza erogata rende le applicazioni sicure ed altamente riproducibili.

Garantisce un taglio estremamente preciso e una coagulazione potente ed immediata.

Il completo isolamento tra paziente e apparecchio e il rispetto delle norme internazionali garantiscono una completa sicurezza.

Made in Italy.

- Potenza massima:

- CUT 50 W/400 ohm
- COAG 40 W/400 ohm
- BLEND 45 W/400 ohm
- Frequenza operativa: 600 KHz \pm 10%
- Dimensioni: 180 x 180 x h 100 mm
- Peso: 2,8 kg
- Alimentazione: 115/230 V - 50/60 Hz selezionabile
- Assorbimento: 90 VA
- Fusibili: 2 x 1 AT
- Allarme surriscaldamento unità
- Operatività con pedale
- Norme: EN60601-1 Class I CF, EN 60601-1-2 93/42/EEC (Classe IIb)