

MANIPOLO MONOUSO per diatermo 50, 80, 106, 108 conf. 50 pz.



MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108

Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche.

Senza pulsante.

- MANIPOLO 50, 80, 106 e 108 KIRKY MONOUSO - sterile

Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con connessione Pin 4 mm.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, DK, SE, FI, EE, LV, RU, SK, CZ, HR, SI, GR, BG, TR, Arabic.