

MANIPOLO MB MONOUSO ROCKER - sterile conf. 50 pz.



MANIPOLI MONOPOLARI A 3 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

- MANIPOLO ROCKER MONOUSO - STERILE - conf. da 50

Manipolo monouso con interruttore rocker per taglio e coagulo.

Comprensivo di elettrodo a lama e cavo di 3,20 m.

MANIPOLI VALLEYLAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK

Manipoli GIMA per elettrochirurgia con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (80, 120, 122, 132, 160, 200, 240, 300, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, ValleyLab, Led Erbe....

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, DK, SE, FI, EE, LV, RU, SK, CZ, HR, SI, GR, BG, TR, Arabo.