


MANIPOLO MB MONUSO KIRKY - sterile



Manipolo monouso con pulsantieper taglio e coagulo, comprensivo di elettrodo a lama e cavo di 3,20 m.

I manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (122, 132, 160, 200, 202, 240, 380) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin, Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led, Erbe...