

## **MANIPOLO MB AUTOCLAVABILE 100 volte - cavo 3 m**



Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 mt ed un elettrodo a lama. Può essere sterilizzato fino a 100 volte (elettrodo fino a 20 volte). Per elettrodi Ø 2,4 mm.

I manipoli GIMA per elettrochirurgia con pulsanti CUT – COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (122, 132, 160, 200, 202, 240, 380) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin, Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led, Erbe...