

## DIATERMO 80 - monopolare 80 Watt



DIATERMO 80 - monopolare - 80 W Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto per piccola chirurgia monopolare. Il DIATERMO 80 permette di effettuare taglio puro (CUT), taglio coagulato (BLEND), coagulazione (COAG), e micro coagulazione (MICRO). La sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative e la lettura digitale della potenza erogata assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Per una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni. Made in Italy.

- Potenza max CUT: 80 W - 400 Ohm • Potenza max BLEND: 60 W - 400 Ohm • Potenza max COAG: 50 W - 400 Ohm • Potenza max MICRO: 20 W - 600 Ohm • Frequenza di lavoro: 700 kHz • Elettrodo neutro: F • Alimentazione selezionabile: 115 - 230 Vac • Frequenza di rete: 50 - 60 Hz • Potenza max assorbita: 230 VA • Dimensioni L x A x P mm: 190 x 85 x 239 • Peso 2,5 kg • Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi • Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2 • Classificazione elettrica: I CF • MDD 93/42/EC Classe: II b