

OCCHIALI BINOCULARI RIESTER SUPERVU GALILEAN 3,0x 340 mm - 3960-630



OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN

Codice Riester: 3960-630

Ingrandimento: 3,0 X

Distanza di lavoro: 340 mm

Ø campo visivo: 59 mm

Offrono un ingrandimento 2,0, 2,5 o 3,0 X, che consente di mantenere una maggiore distanza tra medico e paziente. Accurata combinazione di comodità, nitidezza e ampiezza del campo visivo.

- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo ($\pm 10\%$)

- grazie all'eccezionale profondità di campo, la focalizzazione rimane nitida anche durante il movimento

La barra leggera in alluminio con regolazione pupillare individuale conferisce alle lenti montate stabilità e allineamento focale ottimale, eliminando cefalee e affaticamento oculare

- ideale per esami oculari e odontoiatrici, per chirurgia plastica e per veterinaria

99 g (inclusa montatura)