

## **OCCHIALI BINOCULARI RIESTER SUPERVU GALILEAN 3,0x 420 mm - 3961-630**



OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN

Codice Riester: 3961-630

Ingrandimento: 3,0 X

Distanza di lavoro: 420 mm

Ø campo visivo: 71 mm

Offrono un ingrandimento 2,0, 2,5 o 3,0 X, che consente di mantenere una maggiore distanza tra medico e paziente. Accurata combinazione di comodità, nitidezza e ampiezza del campo visivo.

- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo ( $\pm 10\%$ )

- grazie all'eccezionale profondità di campo, la focalizzazione rimane nitida anche durante il movimento

La barra leggera in alluminio con regolazione pupillare individuale conferisce alle lenti montate stabilità e allineamento focale ottimale, eliminando cefalee e affaticamento oculare

- ideale per esami oculari e odontoiatrici, per chirurgia plastica e per veterinaria

99 g (inclusa montatura)