

SISTEMA VIDEONISTAGMOSCOPIO USB



VIDEONISTAGMOSCOPIO - USB - maschera, telecamera IR e cavo USB

Agevola la visione e la registrazione del nistagmo, ottenuta tramite prove vestibolari standard (prova posizione e strumentale). Questo sistema consente di visualizzare su monitor o PC/Notebook le immagini degli occhi del paziente durante i test e inoltre permette di effettuare il Visual Suppression Test (VST) tramite l'accensione di un LED verde all'interno della maschera per consentire la fissazione. L'innovativa tecnologia del sistema fornisce immagini di qualità. Alimentazione 12 V CC.

Risoluzione 752x582 pixel 520 linee TV

Made in Italy.

Risoluzione 752 x 582 pixel, 520 linee TV