

## **NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION 18.000 pixel - senza cavo**



### **NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE XION SENZA CAVO**

Nasofaringoscopio ideale per l'esame endoscopico del rinofaringe, delle cavità nasale e orale e della trachea.

Ottica multi-lente ad alta precisione per un'immagine ottimale.

Tubo di inserimento sottile eccezionalmente maneggevole, con una speciale lente grandangolare per un controllo preciso e una notevole profondità di messa a fuoco.

Materiali di alta qualità garantiscono un'illuminazione eccellente e omogenea.

Impugnatura ergonomica, tubo di inserimento particolarmente confortevole per il paziente.

Grandangolo, obiettivi multi-lenti per un'eccellente qualità dell'immagine.

Impugnatura ergonomica che permette l'utilizzo con una sola mano.

Adatto a pulizia meccanica e disinfezione.

Per l'illuminazione richiede una fonte di luce (30803), un adattatore (30830), un cavo F.O. (vedere pagina 239), un adattatore (30840).

Fornito in valigetta rigida di alluminio leggero, con tester di perdite e manuale (GB, IT).  
Manuale FR, DE disponibile su [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in Germany.

RISOLUZIONE: 18.000 pixel

LUNGHEZZA OPERATIVA: 320 mm

Ø DI LAVORO: 3,4 mm

DEFLESSIONE PUNTA: su 130°, giù 130°

DIREZIONE DI VISIONE: 0°

MESSA A FUOCO: 1-50 mm

PESO: 230 g

CAMPO DI VISIONE: 80°