

LAMPADA ALOGENA LUXIFLEX - 50.000 lux - su carrello



LUXIFLEX su carrello - alogena

Lampada elegante e versatile per esami e piccola chirurgia in ambulatori, cliniche e ospedali. Adatta anche per esami e interventi veterinari. Classe II. Funzionamento sicuro a bassa tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore elettronico situato nella parte inferiore della lampada. Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle facilitano l'uso e il trasporto.

Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT

Altezza 50 cm (braccio) + 95 cm (carrello)

Made in Spain.

Tipo di illuminazione: alogena

Consumo (Watt): 35

Durata dei bulbi (ore):> 5.000

Intensità della luce a 50 (lux):> 50.000

Intensità della luce a 1 m (lux): -

Temperatura di colore al 5% a 1 m (K): 4.000

Indice di resa cromatica (Ra)%: 95

Dimensione del campo luminoso a 50 cm (Ø mm): -

Ø esterno del riflettore (mm): 80

Colore: bianco

Norme: EN 60601-1-2

Marchi: CE 93/42

Peso (kg): -

Tensione di esercizio V: 230

Hz operativo: 50/60