

LAMPADA LUMINA A LED - su carrello



LAMPADA LUMINA A LED - su carrello

Lampada LED classica con braccio flessibile per visite mediche.

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Braccio flessibile, estensione 76 cm regolabile.

Impugnatura integrata sulla testa.

Braccio metallico flessibile, con rivestimento in PVC, regolabile a 360°

Controllo della luminosità.

Piantana in ABS con freno.

Consumo: 3 W

Intensità luminosa a 50/30 cm: 37.000/89.000 lux

Temperatura di colore: 6.000 °K

Ø esterno del riflettore: 75 mm

Indice di resa cromatica (IRC): 90 Ra

Ø campo luminoso: 4 cm a 50 cm

Tensione di funzionamento: 110-265 V, 50/60 Hz