

LAMPADA HYRIDIA A 7 LED con braccio flessibile - su carrello



LAMPADA HYRIDIA A 7 LED - con braccio flessibile - su carrello

Lampade a 7 LED 10W per operazioni medicali, su carrello con braccio morbido flessibile o braccio metallico a pantografo.

Controllo digitale della luminosità.

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Impugnatura sulla testa.

Testa in metallo direzionabile per movimento più flessibile.

Braccio metallico flessibile, regolabile a 360°, lunghezza 76 cm.

Piantana larga staccabile con freno.

- Consumo: 10 W

- Temperatura di colore: 4.800-5.500 °K

- Ø esterno del riflettore: 89 mm

- Indice di resa cromatica (IRC): 90 Ra
- Tensione di funzionamento: 110-265 V, 50/60 Hz

- Intensità luminosa e Ø campo luminoso:

illuminazione 100,000 lux / Ø 9 cm / distanza 30 cm

illuminazione 90,000 lux / Ø 12 cm / distanza 50 cm

illuminazione 22,000 lux / Ø 18 cm / distanza 100 cm