

LAMPADA A LED LUMEX con manico - su carrello



LAMPADA A LED LUMEX con manico - su carrello

Lampada a LED compatta, che unisce a un design moderno una tecnologia di illuminazione innovativa e un'eccellente manovrabilità. La luce è estremamente gradevole per gli occhi e la resa dei colori è accurata. Ideale per visite e piccole procedure chirurgiche in studi medici, cliniche e ospedali. Design ergonomico e igienico, manico removibile e sterilizzabile per orientare la luce.

Sistema di controllo per gestire 5 livelli di luminosità

Manico direzionale

Intensità luminosa a 50/100 cm: 45.000 / 18.000 lux

Sistema di controllo: 5 livelli di controllo tattile della luminosità e accensione/spegnimento

Testa lampada: Ø 120 mm, spessore 28 mm

Diametro del campo illuminato: 180-300 mm a 50-100 cm di distanza

Sorgente luminosa: 6 LED

Durata LED: 50.000 ore

Temperatura di colore: 3.500-4.500 K

Indice di resa cromatica (IRC): 95

Alimentazione: 100-240V, 50/60 MHz

Consumo di energia: 6W

Protezione: Classe II